

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ocrl Para Wb, Elisa - Q01968

Número do item: CM0020931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à OCRL humana (Q01968). Validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta a 5-fosfatase de polifosfato de inositol envolvida no tráfego endossomal e na função ciliar. Adequado para pesquisas sobre a síndrome de Lowe.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] OCRL Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4952
ID do gene	4952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da OCRL humana (NP_001578.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q01968
Massa da proteína	104 kDa
Transporte	Bolsa de gelo