


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Oct4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

Número do item: CM0029987



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho OCT4 para WB, IHC-P, ELISA. Reage com OCT4 humano e de camundongo, um fator de transcrição chave para a pluripotência de células-tronco embrionárias. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OCT4 pAb Coelho
Observações/Apelido	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
Espécie	Humano
GeneID	5460 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 210-310 do 4-oct humano (NP_002692.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q01860
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo