

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Odc1 Para Wb, Elisa - P11926

Número do item: CM0008415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ODC1 humano (ornitina descarboxilase), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de aproximadamente 51 kDa. Ideal para o estudo da biossíntese de poliaminas e da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ODC1
Observações/alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4953
GeneID	4953
Imunógeno	Peptídeo sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ODC1 humana (P11926).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P11926
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo