

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Odc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P11926

Número do item: CM0019532



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ODC1 humano (Ornitina descarboxilase), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de poliaminas e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ODC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4953
ID do Gene	4953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ODC1 humano (NP_002530.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11926
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo