

Anticorpo Policlonais Anti-Odf1 Para Wb E Elisa - Q14990

Número do item: CM0022713

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ODF1 humana para WB e ELISA, reatividade cruzada com camundongo e rato, adequado para pesquisa de fibras densas externas da cauda do espermatozoide e espermatogênese, peso proteico de 28kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ODF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4956
GeneID	4956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-180 de ODF1 humana (NP_077721.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14990
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo