

Anticorpo Policlonais Anti-Odf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Bjf6

Número do item: CM0016524

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ODF2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta ODF2 de humano, camundongo e rato (~95 kDa). Adequado para pesquisa em centróssomo/centríolo e cauda de espermatozoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ODF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-829 da ODF2 humana (NP_702911.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5BJF6
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo