

Anticorpo Monoclonal Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02218

Número do item: CM0003151



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra OGDH humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre o ciclo de Krebs e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGDH Rabbit mAb
Observações/Apêndices	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4967
GeneID	4967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 869-1023 do OGDH humano (NP_002532.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02218
Peso Proteico	116 kDa
Envio	Em saco de gelo