


Anticorpo Policlonal Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Número do item: CM0030231



introdução

OGDH Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para detecção de 2-oxoglutarato desidrogenase E1 (OGDH) em amostras humanas, de rato e de rato via WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para estudos do ciclo de Krebs e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGDH Rabbit pAb
Observações/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDH; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4967
GeneID	4967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-427 do OGDH humano (NP_001003941.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q02218
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo