


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Número do item: CM0016329



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-OGDH validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta OGDH humano, de camundongo e rato, uma enzima mitocondrial chave no ciclo do ácido cítrico. Adequado para pesquisa em metabolismo e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGDH Coelho pAb
Observações/Apelido	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Espécie	Humano
ID do Gene	4967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-427 do OGDH humano (NP_001003941.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02218
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo