

Anticorpo Policlonal Anti-Ogfr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzt2

Número do item: CM0025478

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o OGFR humano (receptor do fator de crescimento opioide). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Desenhado para pesquisa sobre regulação de crescimento e sinalização opioide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGFR Rabbit pAb
Observações/Apelido	OGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11054
GeneID	11054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 358-482 do OGFR humano (NP_031372.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZT2
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo