


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ogg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Número do item: CM0008061



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-OGG1 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano e rato. Tem como alvo o OGG1 humano (O15527), uma enzima de reparo do DNA que excisa lesões de 8-oxoguanina. Ideal para estudos de câncer e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGG1 Rabbit mAb
Observações/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4968
GeneID	4968
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 246-345 do OGG1 humano (O15527).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15527
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Saco de gelo