


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ogg1 Para Wb E Elisa - O15527

Número do item: CM0020808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OGG1 humano (N-glicosilase/DNA liase) para pesquisa de reparo de DNA. Validado para WB e ELISA, reage com OGG1 humano e de camundongo. Ideal para estudos de danos oxidativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4968
GeneID	4968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-345 do OGG1 humano (NP_002533.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15527
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo