


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ogg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Número do item: CM0017670



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OGG1 humano (DNA glicosilase de 8-oxoguanina). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Utilizado em estudos de reparo do DNA direcionados à N-glicosilase/liase de DNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | OGG1 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do gene (humano) | 4968                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-345 de OGG1 humano (NP_002533.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                |
| SWISS               | O15527                                                                                                                  |
| Peso da proteína    | 39 kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                           |