


Anticorpo Monoclonal Anti-Ogt Para Wb, Elisa, Chip - O15294

Número do item: CM0005656



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à O-GlcNAc transferase (OGT), validado para Western Blot, ELISA e ChIP, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar O-GlcNAcylation, regulação da cromatina e sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OGT Rabbit mAb
Observações/Apelido	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8473
GeneID	8473
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 947-1046 do OGT humano (O15294).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15294
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo