


Anticorpo Policlonal Anti-Ola1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Número do item: CM0016822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OLA1 humano (DOC45, GTPBP9). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre câncer e estudos de estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OLA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DOC45, GBP45, GTBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Espécie	Humano
GeneID	29789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-310 do OLA1 humano (NP_037473.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NTK5
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo