


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Olfm1 Para Wb E Elisa - Q99784

Número do item: CM0018060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OLFM1 humano (Noelin). Validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Útil para estudar a regulação do crescimento axonal e desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OLFM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMY; NOE1; Olfa; NOELIN1; OLFM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10439
ID do Gene	10439
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99784
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo