

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Olfm3 Para Wb E Elisa - Olfm3 Rabbit Pab

Número do item: CM0019311

introdução

Anticorpo policlonal anti-OLFM3 produzido em coelho contra um peptídeo sintético de OLFM3 de camundongo. Adequado para a detecção de OLFM3 por Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OLFM3 Rabbit pAb
Observações/Alias	B230206G02Rik; OLFM3
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	229759
ID do gene	229759
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 de OLFM3 de camundongo (NP_694797.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
Envio	Bolsa de gelo