

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Olfm4 Para Wb E Elisa - Q6Ux06

Número do item: CM0014623

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra OLFM4 humana, validado para Western blotting e ELISA. Detecta OLFM4 em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em câncer e estudos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OLFM4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLF4; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10562
GeneID	10562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-510 da OLFM4 humana (NP_006409.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UX06
Peso Proteico	57kDa
Transporte	Saco de gelo