

Anticorpo Monoclonal Anti-Olig1 Para Wb, Elisa - Q8Tak6

Número do item: CM0002173

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Olig1 humano (Q8TAK6). Validado para Western blot e ELISA. Reconhece o Olig1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre gliogênese, desenvolvimento de oligodendrócitos e biologia de gliomas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Olig1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BHLHB6; BHLHE21; Olig1
Espécie	Humano
GeneID	116448
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 172-271 do Olig1 humano (Q8TAK6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAK6
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo