

Anticorpo Monoclonal Anti-Olig2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q13516

Número do item: CM0008064

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Olig2 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta níveis endógenos de Olig2 em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de oligodendrócitos, neurônios motores e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Olig2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10215
GeneID	10215
Imunógeno	Peptídeo sintético do Olig2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13516
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo