

Anticorpo Monoclonal Anti-Olig2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Número do item: CM0010971

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra OLIG2 humano, validado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Adequado para estudos de especificação de oligodendrócitos e neurônios motores, gliogênese e gliomagenese. Reage com o mouse e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Olig2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10215
GeneID	10215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-323 da OLIG2 humana (NP_005797.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q13516
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo