

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Olig2 Para Wb, Elisa - Q13516

Número do item: CM0010100

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Olig2 validado para Western blot e ELISA. Detecta Olig2 endógeno humano, de camundongo e rato (~32 kDa). Essencial para pesquisa sobre desenvolvimento de oligodendrócitos e neurônios motores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Olig2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10215
GeneID	10215
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Olig2 humano (Q13516).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13516
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo