

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Olig3 Para Wb, Elisa - Q7Rtu3

Número do item: CM0002831

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao Olig3 humano, um fator de transcrição de especificação de neurônios da medula espinhal. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de transcrição em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Olig3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	167826
ID do Gene	167826
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 173-272 do Olig3 humano (Q7RTU3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7RTU3
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo