

Anticorpo Policlonal Anti-OLr1 Para Wb, Elisa - P78380

Número do item: CM0019370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao OLR1 (LOX-1) humano. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em aterosclerose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OLR1 Coelho pAb
Observações/Apelido	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Espécie	Humano
ID do Gene	4973 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 58-273 do OLR1 humano (NP_002534.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78380
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo