

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-OLr1 Para Wb, Elisa - P78380

Número do item: CM0014440



introdução

Detecte o receptor 1 de LDL oxidado (OLR1/LOX-1) com este anticorpo policlonado de coelho validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa em aterosclerose e doenças cardiovasculares. Apresenta reatividade cruzada com OLR1 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	OLR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4973
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do OLR1 humano (NP_002534.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P78380
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo