

Anti-Oma1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96E52

Número do item: CM0015988

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a OMA1, uma metaloprotease mitocondrial essencial para o controle de qualidade e resposta ao estresse. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OMA1 pAb Coelho
Observações/Apelido	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001O09Rik; OMA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115209
GeneID	115209
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96E52
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo