

Anticorpo Policlonal Anti-Oncomodulina-2 Para Wb, Elisa - P0Ce71

Número do item: CM0019740

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a oncomodulina-2 humana (OM, OCM, OCM2). Validado para western blot e ELISA, com reação cruzada com rato. Ideal para pesquisas sobre proteínas de ligação ao cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OCM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	OM; OCM; OCM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4951
GeneID	4951
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-109 da OCM2 humana (NP_006179.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P0CE71
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo