

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Oncostatina M Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P13725

Número do item: CM0010628



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Oncostatina M (OSM) humana validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de inflamação, câncer e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Oncostatina M mAb de Coelho
Observações/Apelidos	OSM; oncostatina-M; Oncostatina M
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5008
GeneID	5008
Imunógeno	Peptídeo sintético: uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Oncostatina M humana (P13725)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13725
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo