

Anticorpo Policlonal Anti-Onecut1 Para Wb - Q9Ubc0

Número do item: CM0015350

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ONECUT1 humano (HNF6), adequado para WB e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Relevante para estudos de transcrição gênica hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ONECUT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3175
GeneID	3175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-292 do ONECUT1 humano (NP_004489.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBC0
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo