


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Opa1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Número do item: CM0009704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho OPA1 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA. Imunógeno OPA1 humano, reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para pesquisa de fusão mitocondrial, remodelação de cristas e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho OPA1 (mAb)
Observações/Apelido	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4976
GeneID	4976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-573 do OPA1 humano (NP_056375.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60313
Peso Proteico	108-118 kDa
Remessa	Saco de gelo