


Anti-Opa1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60313

Número do item: CM0025167



introdução

Anti-OPA1 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta OPA1 humano, de camundongo e rato (~112 kDa), uma GTPase tipo dinamina mitocondrial essencial para a fusão da membrana interna e remodelagem das cristas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14; OPA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4976
GeneID	4976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-600 do OPA1 humano (NP_056375.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60313
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco de gelo