

Anticorpo Policlonal Anti-Opa3 Para Wb, Elisa - Q9H6K4

Número do item: CM0026290

introdução

Anticorpo Policlonal Anti-OPA3 de Coelho de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Adequado para investigar a função mitocondrial e atrofia óptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPA3 pAb Coelho
Observações/Apelido	MGA3; OPA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80207
GeneID	80207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-179 da OPA3 humana (NP_079412.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6K4
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo