

Anticorpo Policlonal Anti-Opcml Para Wb, Elisa - Q14982

Número do item: CM0030945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à OPCML (proteína de ligação a opioides/molécula de adesão celular, membro 1 da família IgLON). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Peso molecular esperado: 38kDa. Ideal para pesquisa em neurociência e adesão celular - Q14982.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPCML Coelho pAb
Observações/Apelido	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
Espécie	Humano
GeneID	4978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 246-345 da OPCML humana (NP_002536.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14982
Peso Proteico	38kDa
Envio	Bolsa de gelo