

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oplah Para Wb E Elisa - O14841

Número do item: CM0014790

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OPLAH humano (5-oxoprolinase), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o metabolismo do glutamato e a degradação da glutatona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OPLAH Rabbit pAb
Observações/Apelido	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26873
GeneID	26873
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1119-1288 de OPLAH humano (NP_060040.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14841
Peso da proteína	137 kDa
Transporte	Bolsa de gelo