

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Opn5 Para Wb, Elisa - Q6U736

Número do item: CM0019964

introdução

O anticorpo policlonar de coelho anti-OPN5 da CamelBio, validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com Humanos, Camundongos e Ratos. Ideal para estudar a função do fotorreceptor opsina-5 nos ritmos circadianos e no desenvolvimento da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPN5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	221391
Imunógeno	Pepetídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do OPN5 humano (NP_859528.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6U736
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo