

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Oprd1 Para Wb, Elisa - P41143

Número do item: CM0004571



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para OPRD1 humano (receptor opioide delta). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Essencial para o estudo da percepção da dor e analgesia opioide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPRD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DOP; DOR; DOR1; OPRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4985
GeneID	4985
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do OPRD1 humano (P41143).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41143
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo