

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oprd1 Para Wb, Elisa - P41143

Número do item: CM0030049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao OPRD1 humano (receptor opioide delta), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para aplicações em neurociência e pesquisa da dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPRD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4985
GeneID	4985
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-372 do OPRD1 humano (NP_000902.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41143
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo