

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Oprk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Número do item: CM0014842



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao OPRK1 humano (receptor opioide kappa), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de dor e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OPRK1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Espécie	Humano
GeneID	4986
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 280-380 do OPRK1 humano (NP_000903.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41145
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo