


Anticorpo Policlonal Anti-Opri1 Para Wb, Elisa - P41146

Número do item: CM0025835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OPRL1 humano (receptor de nociceptina, também conhecido como NOP, KOR-3) adequado para aplicações de WB e ELISA. Útil no estudo da percepção da dor, nocicepção, atividade locomotora e vias de sinalização de receptores acoplados à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPRL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Espécie	Humano
GeneID	4987
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 270-370 do OPRL1 humano (NP_000904.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41146
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo