

Anticorpo Policlonal Anti-Opticin (Optc) Para Wb E Elisa - Q9Ubm4

Número do item: CM0021353

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OPTC humano (Opticin) adequado para WB e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Imunogênio recombinante (a.a. 20-115). Ideal para estudos de angiogênese e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OPTC pAb de Coelho
Observações/Apelido	OPT; OPTC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26254
GeneID	26254
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-115 do OPTC humano (NP_055174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBM4
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo