


Anticorpo Policlonal Anti-Optn Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Cv9

Número do item: CM0019170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OPTN humano (Optineurina), validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar autofagia, imunidade inata e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OPTN Coelho pAb
Observações/Apelido	NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIIIA-INTP; OPTN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10133
ID do Gene	10133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-577 do OPTN humano (NP_068815.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96CV9
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de Gelo