

Anticorpo Policlonal Anti-Or10H3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60404

Número do item: CM0020324

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor olfativo humano 10H3 (OR10H3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre olfação e GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OR10H3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OR10H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26532
GeneID	26532
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do OR10H3 humano (NP_039227.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60404
Peso molecular	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo