

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Or1A1 Para Wb E Elisa - Q9P1Q5

Número do item: CM0020275

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho OR1A1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com o receptor olfativo 1A1 humano, de rato e de camundongo; ideal para pesquisa de GPCR e transdução sensorial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OR1A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OR17-7; OR1A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8383
GeneID	8383
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P1Q5
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo