

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Or2T10 Para Wb E Elisa - Q8Ngz9

Número do item: CM0014770

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor olfativo humano OR2T10 (OR1-64), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para estudos de sinalização olfativa e pesquisa de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OR2T10 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	OR1-64; OR2T10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	127069
GeneID	127069
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do OR2T10 humano (NP_001004693.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NGZ9
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de Gelo