

Anti-Orai1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96D31

Número do item: CM0025383



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-ORAI1 validado para WB e ELISA. Detecta ORAI1 (CRACM1) em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a entrada de cálcio operada por estoque, vias de sinalização imune e função de canais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORAI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84876
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ORAI1 humano (NP_116179.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96D31
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo