

Anticorpo Policlonal Anti-Orc1 Para Wb, Elisa - Q13415

Número do item: CM0016642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ORC1 humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a função do complexo de reconhecimento de origem na replicação do DNA e na montagem do complexo pré-replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Espécie	Humano
ID do Gene	4998
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 696-856 do ORC1 humano (NP_001177748.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13415
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de Gelo