

Anticorpo Policlonal Anti-Orc2 Para Wb, Elisa - Q13416

Número do item: CM0022814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ORC2 humano (subunidade 2 do complexo de reconhecimento da origem) para WB e ELISA. Ideal para estudos de replicação do DNA e da cromatina - Q13416

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ORC2 Rabbit pAb
Observações/alias	ORC2L; ORC2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4999
ID do gene	4999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 458-577 da ORC2 humana (NP_006181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q13416
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo