


Anticorpo Policlonal Anti-Orc6 Para Wb, Elisa - Q9Y5N6

Número do item: CM0029560



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ORC6 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de replicação de DNA e complexo de reconhecimento de origem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORC6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ORC6L; ORC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23594
ID do Gene	23594
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-252 do ORC6 humano (NP_055136.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5N6
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo