


Anticorpo Policlonal Anti-Orc6 (Coelho) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Número do item: CM0029267



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ORC6 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo: subunidade 6 do complexo de reconhecimento de origem (28 kDa, Q9Y5N6), envolvida na iniciação da replicação do DNA. Ideal para estudos nucleolares e de replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORC6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ORC6L; ORC6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23594
GeneID	23594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-252 do ORC6 humano (NP_055136.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5N6
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo