

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Orexina B/Hipocretina-2 Para Wb, Elisa - O43612

Número do item: CM0019079



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a orexina B/Hipocretina-2 humana, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar o comportamento alimentar, o metabolismo energético e a regulação do ciclo sono-vigília. - O43612

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Orexina B/Hipocretina-2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OX; PPOX; NRCLP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3060
GeneID	3060
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da orexina B/Hipocretina-2 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43612
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo